

БУЗОО «Медико-санитарная часть № 4»

30.05.2017г бригадой врачей травматологического отделения в составе оператора Котова Д. В., ассистента Крупского А. М., анестезиолога Курбонова М. Н. пациенту Г., 35 лет, проведена операция Шов ахиллова сухожилия слева по Кюнео с наложением кровоостанавливающего устройства (гемаблок) HemaClear (Be-Medical, Израиль). Анестезия: Спинномозговая.

Продолжительность операции: 13.00 – 14.00.

После обработки растворами антисептиков трижды операционного поля произведён Z-образный разрез кожи по задней поверхности дистальной трети левой голени длиной 10,0 см. Послойно острым и тупым путём обнажено место разрыва ахиллова сухожилия. При ревизии выявлено, что край проксимального конца сухожилия разволокнен. Край сухожилия отсечен до здоровой ткани. Края раны адаптированы, произведен шов сухожилия по Кюнео. Произведён тщательный гемостаз. Рана повторно промыта растворами антисептиков и ушита послойно. Наложена асептическая повязка. Гипсовая лонгета в положении стопы в эквинусе.

При использовании во время операции медицинского изделия "Гемаблок", он превзошел наши ожидания.

В сравнении с привычными механическими методами гемостаза (пневмоманжета или жгут) у "Гемаблока" несколько достоинств:

- его наложение одним оператором занимает менее 10 секунд,
- нет необходимости в подкладочном материале под жгут,
- обеспечивает надежный гемостаз на протяжении всей операции,
- эстетично выглядит как в упаковке, так и на конечности,
- не оставляет подкожных кровоподтеков после снятия,
- кроме этого, края раны можно подшить к ткани чулка и использовать меньшее количество операционного белья,
- цветовая маркировка позволяет безошибочно подобрать необходимый размер для каждого пациента.

Недостатков пока не выявили.

Интраоперационная кровопотеря менее 10 мл на салфетках.

В послеоперационном периоде назначается: Р-р Кеторола 1,0 мл х 2 р/день в/м, капс Омес 0,002 х 2р/день, Р-р цефтриаксона 1,0г. х 2 р/день в/м, холод на 2 часа, перевязки.

Врач – травматолог БУЗОО "МСЧ № 4"

